


服用支援ゼリーキット **GT PACK** 使用 方 法

飲 用 方 法

薬(サプリメント等)を飲み口側から薬剤室の中に入れます。




薬をゼリー出口によせます。飲み口側を折ります。




真ん中あたりで山折りにしてください。



山折にした状態でゼリーを押し出して、弱シールで圧着されているゼリー出口を開通します。




開通したら本体を開いて元にもどしてください。




飲み口側をつまんだまま、ゼリーを薬剤室に押し出して薬全体を包み込んでください。



飲み口側を開き、先端までスプーン形状にしてください。




舌の奥まで入れて口を閉じゆっくりと引き抜きます。そのままゼリーで覆われた薬を飲み込んでください。




携 帯 セ ャ ッ ト 方 法

薬を入れた状態で左右の両側を破線あたりで折ります。



真ん中で二つ折りにします。



飲み口側を後面のポケットに差し込みます。



コンパクトサイズだからどこにでも携帯でき、時間や場所を選ばずに薬を飲むことができます。



使用効果は個人差があります。嚥下障害のある方は、ご利用の際、医師など専門家にご相談ください。製品のデザイン・形状等は予告なく改良・変更する場合があります。

M 株式会社モリモト医薬 お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-600-937 (平日のみ 9:00-17:00)
 〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島 5-8-28 Tel.06-6476-5473 Fax.06-6476-5573
<http://www.morimoto-iyaku.jp> E-mail customer@m-ph.co.jp



水もコップもスプーンも不要！
薬はゼリーで飲む時代！

GT PACK 服用支援ゼリーキット
ジーティーパック

世界初！
スプーン形状になる服用支援ゼリーキット



服薬から服「楽」へ
M モリモト医薬

